

VEGAS
COSMETICS

SKIN CELL TRONIC 2.0

- › **Gebrauchsanweisung**
- › **User Manual**
- › **Manuel de l'utilisateur**
- › **Gebruiksaanwijzing**
- › **Brugsanvisning**



- › **Kosmetisches Photon Ultraschall Gerät**
- › **Photon ultrasonic anti aging device**
- › **Équipement pour soins de beauté avec ultrasons, ionisation et photothérapie**
- › **Het apparaat voor een schoonheidsbehandeling met ultrageluid, ionisatie en fotherapie**
- › **Kosmetisk foton-ultralidsscanner**



Anleitung für Benutzer

- › Wir bedanken uns, dass Sie sich für den Kauf unseres Gerätes entschieden haben.
- › Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, damit Sie über das Gerät ausreichend informiert sind, bevor Sie es benutzen. Die Gebrauchsanweisung sollten Sie an einem sicheren Ort aufbewahren, falls Sie diese später benötigen.
- › Dieses Gerät wurde nur zu dem Zweck entwickelt, damit Sie kosmetische Behandlungen zu Hause durchführen können. Es sollte auf keinen Fall dazu benutzt werden, etwaige Gesundheitsprobleme oder Krankheiten zu behandeln. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Benutzungsarten, die nicht ausdrücklich in dieser Anleitung angegeben sind.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| ◆ Wichtige Informationen zum Skin Cell Tronic | 1 |
| ◆ Informationen zur sicheren Handhabung | 2 |
| ◆ Einführung einzelner Funktionen | 4 |
| ◆ Ladefunktion | 6 |
| ◆ Hinweise zur Hautpflege und Anwendung | 7 |
| ◆ Allgemeine Hautpflege | 7 |
| ◆ Anti Aging Pflegekonzept | 8 |
| ◆ Pflege von Pigmentstörungen | 10 |
| ◆ Unreine & empfindliche Haut | 10 |
| ◆ Garantieschein | 12 |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| ◆ Name des Produktes: | Skin Cell Tronic |
| ◆ Modell-Name: | SCT01 – Art.-Nr.: 460 |
| ◆ Stecker Energiezufuhr ein: | AC 100-240V |
| ◆ Stecker Energiezufuhr aus: | 15V, 400 mA |
| ◆ Dimensionen: | 170 x 46 x 50mm |
| ◆ Gewicht: | 132g |
| ◆ Ultraschallfrequenz: | 3MHz+5% |

Wichtige Informationen zum Skin Cell Tronic

- ◆ Das Ultraschall Hautpflegegerät erreicht eine Pulsierfrequenz bis zu drei (3) Millionen Schwingungen pro Sekunde. Der neueste Stand der Technik, verbunden mit einem Höchstmaß an Sicherheit, steht Ihnen mit diesem Gerät zur Verfügung. Die Reichweite der Schwingungen ist auf die obersten Hautschichten begrenzt und daher weitgehend zur Behandlung des Augenbereiches geeignet. Die hohe Zahl der Ultraschallschwingungen stimuliert die Hautzellen auf angenehme Weise und kann somit deren Metabolismus anregen.
- ◆ Die Lichtbehandlung ist aus Licht mit verschiedenen Farben zusammengesetzt. Jede einzelne Lichtfarbe hat ihre besondere Funktion in der Pflegebehandlung: Das blaue Licht beruhigt die Haut und wird speziell bei Problemhaut empfohlen (wie zum Beispiel Hautausschlägen, empfindlicher Haut, sowie ölgiger Haut mit Unreinheiten). Die Ausscheidung von Ölen wird ausgleichend beeinflusst, wobei die Gesichtshaut wirksam von Unreinheiten befreit wird. Sie erhalten einen gesunden, schönen Teint und gleichzeitig wird durch die Behandlung die Haut gestrafft.

Das rote Licht ist für alle Hauttypen geeignet. Hautzellen werden stimuliert, durch Wärme die Blutzirkulation verbessert. Durch ansteigende Produktion von Collagen und Protein, erscheint die Gesichtshaut zunehmend gestrafft und elastisch. Die milde Wellenlänge des roten Lichtes ist besonders für die Augen- und Stirnpartie geeignet.

Das grüne Licht wird speziell für die Mischhaut empfohlen. Die Aufnahme von Sauerstoff, sowie die Mikro-Zirkulation werden sichtbar verbessert, wobei sich die Haut und der ganze Körper besser entspannen können.
- ◆ Die verschiedenfarbigen Lichtelemente beschleunigen die Fähigkeit zur Feuchtigkeitsaufnahme der Pflegeprodukte. Das Hautpflegegerät zeichnet sich besonders durch die sich überschneidenden Funktionen der drei Farben rot, grün und blau, verbunden mit der Ionisierung und 3M Ultraschallwellen aus.
- ◆ Das Design unseres Ultraschallgerätes wurde speziell so entworfen, dass es sich eng an Gesichtskonturen anpasst und daher leicht zu handhaben ist.



Informationen zur sicheren Handhabung

- › Dieses Gerät dient ausschließlich zur Schönheitspflege gesunder Haut und darf nicht zweckentfremdet verwendet werden.
- › Befolgen Sie bitte die Anweisungen des Herstellers bezüglich des Gebrauchs von Frequenzen und Funktionen. Wir empfehlen dringend beim ersten Gebrauch die Behandlungszeit zu verkürzen. Dies gilt ebenso, falls Ihre Haut normalerweise zu allergischen Reaktionen neigt.
- › Die Behandlung sollte sofort abgebrochen werden, falls unerwünschte Reaktionen auftreten.

Das Gerät darf auf keinen Fall benutzt werden, sollte Nachfolgendes auf Sie zutreffen

- › Sie sind schwanger
- › Sie erlitten den Bruch eines Gesichtsknochens, wurden im Gesicht operiert, oder haben Metall-, Silikon- oder Plastikeinlagen im Gesicht
- › Ihre Gesichtshaut ist erhitzt und/oder entzündet durch intensive Sonnen- oder UV Bestrahlung
- › Sie leiden unter Hautentzündungen hervorgerufen durch Kosmetika
- › Sie leiden an Dermatitis
- › Sie haben Juckreiz bei gleichzeitig erhöhter Hauttemperatur
- › Ihre Haut ist aus organischen Gründen irritiert
- › Feine Gesichtsadern sind nach längerer Einnahme von Kortison, Hormonen, oder wegen eingeschränkter Leberfunktion erweitert
- › Sie haben sonstige Metallteile in Ihrem Körper
- › Sie haben ein Herzleiden (vor allem Patienten mit Herzschrittmacher!)
- › Es bestehen andere Hinderungsgründe, die nicht ausdrücklich in den Anweisungen angegeben sind

Das Gerät sollte nie auf dem Kehlkopf oder auf den Augen benutzt werden.

Hinweis

Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit folgende Angaben sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Kosmetik-Gerät benutzen. Unser Produkt ist ein vorbildliches Präzisionsinstrument. Damit Sie dieses Gerät zu Ihrer Zufriedenheit und mit vollem Erfolg bedienen können, machen Sie sich bitte mit den angegebenen Informationen vertraut und befolgen Sie unsere Bedienungsanleitung. Nur dadurch wird die vom Hersteller gegebene Garantie gewährleistet.



Testen Sie Ihre Haut auf Allergien

So testen Sie ganz einfach, ob Ihre Haut möglicherweise allergisch reagieren könnte.

1. Handgelenk gründlich waschen.
2. Pflegecreme (Bsp. Hyaluron) auftragen und Reaktion der Haut beobachten. Sollten Sie während der Testphase etwaige unangenehme Reaktionen verspüren, brechen Sie die Anwendung sofort ab.
3. Nach diesem Check - ohne Haut-Reaktion - können Sie das Gerät benutzen.
4. Sollten Sie während der Anwendung des Gerätes unangenehme oder allergische Reaktionen verspüren, bitte sofort die Anwendung stoppen.


Angaben zur korrekten Handhabung und Betätigung des Skin Cell Tronics

1. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Platz auf. Niemals in Wasser eintauchen. Die elektronischen Teile des Gerätes könnten korrodieren, oder auch einen Kurzschluss verursachen.
2. Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu öffnen. Das Gerät darf nur von professionellen Technikern gewartet und repariert werden. Bei unsachgemäßer Behandlung des Gerätes erlischt Ihr Garantieanspruch!
3. Bitte verwenden Sie ausschließlich nur die Netzstecker, die dem Gerät beigefügt sind. Andere, unpassende Netzstecker könnten eine Funktionsstörung verursachen und die Garantie erlischt dadurch ebenfalls.
4. Von Kindern fernhalten, da Kinder versehentlich kleine Einzelteile verschlucken könnten.



ACHTUNG!

Wichtige Sicherheitshinweise




Es ist nicht erlaubt, das Gerät auseinander zu nehmen



Von Kindern fernhalten




Von Feuer fernhalten



Trocken aufbewahren, nie unter Wasser tauchen



Nicht fallen lassen oder hart ablegen



Nach Gebrauch sofort Stecker herausziehen



Einführung einzelner Funktionen

- Ultraschall mit bis zu 3 Millionen Schwingungen pro Sekunde
- Ionisierung (positive und negative)
- Kontaktfläche aus hochwertigem Edelstahl



Rotes LED-Licht: 12 LED
 Blaues LED-Licht: 12 LED
 Grünes LED-Licht: 12 LED
 Starke Energie, scharf gebündelt

Ionisierungs-Elektrode (Streifen)

- Anzeige Massage-Intensität
- Anzeige Ionisierung (+) / Ionisierung (-)
- Anzeige Sonic in Betrieb (Ultraschall)
- Anzeige Betrieb | Laden
- Vordefinierte Behandlungsprogramme
- Auswahl-Knopf Ionisierung (+) / Ionisierung (-)
- An/Aus Sonic (Ultraschall)
- Auswahl-Knopf Photon (LED-Licht)
- An/Aus Betrieb



• Ionisierungs-Elektrode (Streifen) mit dem Zeigefinger berühren, während die Ionisierungsfunktion benutzt wird, um den Stromkreis zu schließen. Sollten Sie das Gerät an einem anderen Menschen benutzen, bitte sicherstellen, dass Sie mit dieser Person in Körperkontakt stehen, damit der galvanische Stromkreis stets geschlossen wird.




Ladefunktionen

- Während des Ladevorgangs blinkt die „In Betrieb Anzeige“. Diese erlischt sobald der Ladevorgang vollständig abgeschlossen ist.
- Sobald die Akkukapazität unter 3V gelangt, blinken alle Anzeigen zehn mal gleichzeitig, und das Gerät schaltet sich automatisch ab.
- Das Skin Cell Tronic ist mit einem aufladbaren Lithium-Ion Akku ausgestattet. Bitte achten Sie darauf diesen nach jeder vollständigen Entladung (siehe oben) vollständig aufzuladen.
- Sie können das Gerät während des Ladevorgangs weiterhin benutzen. Bitte vor dem ersten Gebrauch das Gerät vollständig aufladen.

Jetzt können Sie die Gerätfunktionen testen

- Das Gerät auf eine flache Oberfläche stellen und mit einigen Tropfen Wasser den Ultraschallkopf besprengen.
- Die Stromanzeige auf „An“ und dann die Sonic Taste drücken, hoch oder niedrig einstellen.
- Wenn die Wassertropfen anfangen zu vibrieren, wissen Sie, dass Ultraschallwellen erzeugt werden.




Wir empfehlen unsere Vegas Cosmetics Gel-Pflegeprodukte zu benutzen, da diese die Ultraschallübertragung erleichtern.

Während der Ionisierungsfunktion hören Sie alle 5 Sekunden einen kurzen Ton. Dieser hilft Ihnen die Zeitabschnitte für die jeweilige Pflege-Behandlung zu kontrollieren (z.B.: einen Ton für jede Unreine Stelle, oder 5 Töne für jeden Pigmentfleck) und um Sie daran zu erinnern, das Gerät von Punkt zu Punkt weiter zu bewegen. Nach 10 Minuten ertönt ein Alarmton und das Gerät schaltet sich automatisch ab um die jeweilige Pflege-Behandlungsphase abzuschließen. Danach können Sie es wieder in Betrieb nehmen um die Pflege-Behandlungsphase zu starten. Drücken Sie einfach den Knopf für An/Aus und wählen die gewünschten Funktionen aus. Sollten Sie vor Ablauf der 10 Minuten die Behandlung abbrechen wollen, können Sie dies durch drücken des An/Aus-Knopfes jederzeit tun.

Hinweise zur Hautpflege und Anwendung

Tragen Sie das Vegas Cosmetics Gel-Produkt auf Ihr Gesicht auf und verteilen es ohne einzumassieren. Danach geben Sie eine Portion Gel direkt auf den Applikatorkopf des Gerätes auf. Legen Sie das Gerät sanft an Ihr Gesicht und beginnen die Massage. Sollte das Gerät nicht leicht über die Haut gleiten, erhöhen Sie die Menge an Gel auf dem Applikator (normalerweise benötigen Sie insgesamt zwischen 4-5g pro Behandlung) bis die gewünschte Gleitfähigkeit erreicht ist. Während der Pflege-Behandlung sollte stets genügend Gel auf dem Applikator vorhanden sein. Fügen Sie daher nach Bedarf mehrmals während der Massage das Pflegegel hinzu, bis die Pflege-Behandlung abgeschlossen ist.




Das Gerät langsam innerhalb von 5 Sekunden vom Kinn aus aufwärts gegen das Ohr führen. Führen Sie Bewegungen von unten nach oben und gleichmäßig auf beiden Gesichtshälften aus.

Allgemeine Hautpflege

Das Gerät sollte nur bis zu dreimal pro Woche und nie länger als 30 Minuten pro Behandlung benutzt werden.

Erster Schritt: Tiefenreinigung der Haut

1. Make-up entfernen und die Haut gründlich reinigen z. Bsp. mit Vegas Cosmetics Q10 Reinigungsmilch oder Hyaluron Care Reinigungsschaum.
2. Danach ausreichende Menge Reinigungsmilch oder Schaum auf Gesicht und Applikatorkopf auftragen.
3. Schalten Sie das Skin Cell Tronic über die **Ein- / Aus-Taste** ein und wählen Sie anschließend die Reinigungsfunktion mit der **COMBI-Taste** aus.
4. Beginnen Sie die Massage nach den im nebenstehenden Schaubild angezeigten Bewegungen und Pflegeschritten. An anderen Stellen genauso verfahren.
5. Gesicht mit Wasser reinigen und z. Bsp. Vegas Cosmetics Gesichtswasser auftragen. Gerät reinigen.



Empfohlene Vegas Cosmetics Produkte: Aloe Vera Reinigungsschaum und Gesichtswasser, Q10 Reinigungsmilch, Hyaluron Care Reinigungsschaum, Sensitive Concept Reinigungsgel und erfrischendes Gel Tonic.



Zweiter Schritt: Pflegen Sie Ihre Haut und verleihen Sie Ihrem Gesicht einen frischen Teint

1. Tragen Sie eine ausreichende Menge des Vegas Cosmetics Hyaluron Gel auf Gesicht und Applikatorkopf auf.
2. Schalten Sie das Skin Cell Tronic über die **Ein- / Aus-Taste** ein und wählen Sie durch zweimaliges Drücken der **COMBI-Taste** die **Anti-Age** Funktion aus.
3. Führen Sie die Massagebewegungen nach den auf Seite 9 angezeigten Schaubildern, und bewegen das Gerät langsam innerhalb von 5 Sekunden vom Kinn zu den Ohren. Bei anderen Stellen gehen Sie ebenfalls nach diesem Muster vor. Nach der Behandlung eine Feuchtigkeitsspendende Creme auftragen (z. Bsp. Vegas Cosmetics Q10 Tages- oder Nachtcreme, Hyaluron Tag- & Nachtcreme).

Empfohlene Vegas Cosmetics Produkte: Hyaluron Gel für die Pflegebehandlung; Q10 Tages- Nachtcreme, Aloe Vera Tages- Nachtcreme, Hyaluron Tag- & Nachtcreme für die feuchtigkeitsspendende Nachbehandlung.

Dritter Schritt: Pflege mit Photon LED-Licht Pflegebehandlungen

1. Schalten Sie das Gerät ein und wählen die gewünschte Photon (LED-Licht) Farbe aus. Rot: hilft bestehende Falten zu "glätten" und die körpereigene Collagen- & Proteinproduktion anzuregen, Blau: wirkt antibakteriell gegen unreine Haut, Grün: hat eine angenehme, entspannende Wirkung auf die Gesichtsmuskulatur.
2. Nachdem Sie das gewünschte **Photon**-Licht ausgewählt haben, bewegen Sie das Gerät in unmittelbarer Hautnähe, von Punkt zu Punkt über die Stellen, die Sie behandeln möchten.

Jeder Bereich benötigt zwischen 10 bis 30 Minuten Behandlungszeit.

Tipp: Sie können die Photon-Pflegebehandlung auch mit der im Zweiten Schritt beschriebenen Behandlung kombinieren, in dem Sie die gewünschte Photon-Funktion zu den o.g. Funktionen hinzufügen.

Anti-Aging Pflegekonzept

(Zur Faltenreduzierung im Augen-, Mund-, Nasen- und Stirnbereich)

Erster Schritt:


Tiefenreinigung der Haut (siehe Erster Schritt unter Allgemeine Hautpflege)

Zweiter Schritt:


1. Tragen Sie eine ausreichende Menge des Vegas Cosmetics Hyaluron Gel auf Gesicht und Applikatorkopf auf.
2. Schalten Sie das Skin Cell Tronic über die **Ein- / Aus-Taste** ein und wählen Sie über die **COMBI-Taste**, mit zweimaligem Drücken, die Funktion **ANTI-AGE** aus. Durch das Betätigen der **PHOTON-Taste** fügen Sie nun rotes Licht hinzu
3. Führen Sie die Massagebewegungen nach den auf Seite 9 angezeigten Schaubildern, und bewegen das Gerät langsam innerhalb von 5 Sekunden vom Kinn zu den Ohren. Bei anderen Stellen gehen Sie ebenfalls nach diesem Muster vor.
4. Nach der Behandlung eine feuchtigkeitsspendende Creme auftragen (z. Bsp. Vegas Cosmetics Hyaluron Tag- & Nachtcreme, Q10 Tages- oder Nachtcreme).

Empfohlene Vegas Cosmetics Produkte: Vegas Cosmetics Hyaluron Gel für die Pflegebehandlung; Hyaluron Tag- & Nachtcreme oder Q10 Tages- Nachtcreme für die feuchtigkeitsspendende Nachbehandlung.


Anmerkung: Die Funktionen **Ionisierung** und **Sonic** (Ultraschall) werden erst nach **Auswahl der Intensität** aktiviert.




1. Von unten nach oben in symmetrischen Bewegungen




2. Langsam den Applikatorkopf vom Kinnbereich zum Ohr führen




3. Vom Mundwinkel bis kurz vor das Ohr



4. Von der Nase zum Ende der Augenbrauen



5. Von unter der Nase bis zum Nasenrücken



6. Von der Nase bis zur Schläfe



Pflege von Pigmentstörungen

(wie Alters- und Pigmentflecken)

Erster Schritt:

Tiefenreinigung der Haut (siehe Erster Schritt unter Allgemeine Hautpflege)

Zweiter Schritt:

1. Tragen Sie eine ausreichende Menge des Vegas Cosmetics Hyaluron Gel auf Gesicht und Applikatorkopf auf.
2. Schalten Sie das Skin Cell Tronic über die **Ein- / Aus-Taste** ein und wählen Sie über die **COMBI-Taste**, mit zweimaligem Drücken, die **Funktion ANTI-AGE** aus. Durch das zweimalige Betätigen der **PHOTON-Taste** fügen Sie nun blaues Licht hinzu.
3. Führen Sie den Applikatorkopf für ca. 20 bis 30 Sek. (5 – 6 Warntöne) von Punkt zu Punkt der zu behandelnden Bereiche, bzw. Pigmentfleck. In dieser Form werden nach und nach alle Pigmentflecken mit der richtigen Zeiteinteilung behandelt.
4. Nach der Behandlung eine feuchtigkeitsspendende Creme auftragen (z. Bsp. Vegas Cosmetics Hyaluron Tag- & Nachtcreme, Q10 Tages- oder Nachtcreme).

Empfohlene Vegas Cosmetics Produkte: Vegas Cosmetics Hyaluron Gel für die Pflegebehandlung; Hyaluron Tag- & Nachtcreme oder Q10 Tages- Nachtcreme für die feuchtigkeitsspendende Nachbehandlung.

Pflege für „Unreine & fettige Haut“

(Abends)

Erster Schritt:

Tiefenreinigung der Haut (siehe Erster Schritt unter Allgemeine Hautpflege)

Zweiter Schritt:

1. Tragen Sie eine ausreichende Menge des Vegas Cosmetics Sensitive Concept Serum auf Gesicht und Applikatorkopf auf.
2. Schalten Sie das Skin Cell Tronic über die **Ein- / Aus-Taste** ein und wählen Sie über die **COMBI-Taste**, mit dreimaligem Drücken, die **Funktion Sensitive** aus. Durch das einmalige Betätigen der **PHOTON-Taste** fügen Sie nun blaues Licht hinzu.
3. Führen Sie den Applikatorkopf für 5 Sek. (1 Warnton) von Punkt zu Punkt der zu behandelnden Bereiche. In dieser Form werden nach und nach alle „Unreinen Bereiche“ mit der richtigen Zeiteinteilung behandelt und das Blaue LED-Licht fördert dabei die Linderung von Entzündungen und Hautirritationen.
4. Nach der Behandlung eine feuchtigkeitsspendende Creme auftragen (z. Bsp. Vegas Cosmetics 24 Std. Gesichtsscreme Sensitive Concept).



Empfohlene Vegas Cosmetics Produkte: Vegas Cosmetics Reinigungsgel und Gel Tonic Sensitive Concept für die Tiefenreinigung, Sensitive Concept Serum für die Pflegebehandlung; 24 Std. Gesichtsscreme Sensitive Concept für die feuchtigkeitsspendende Nachbehandlung.

Tipp: Sie können die **Photon-Behandlung** (LED-Licht) verlängern, in dem Sie diese ohne die zusätzlichen Funktionen des Skin Cell Tronic benutzen. Dadurch können Sie nach der o. g. Behandlung, die Haut für weitere 10-20 Minuten nur mit blauem LED-Licht behandeln. Dies fördert zusätzlich die Linderung von Hautirritationen und Entzündungen.

Dritter Schritt: Lymphatische Entschlackung

Schalten Sie das Skin Cell Tronic auf die Funktion **Sonic** (Ultraschall) und wählen die **gewünschte Intensität** aus. Führen Sie die Massagebewegungen nach dem, nebenstehend angezeigtem Schaubild, aus. Somit erzielen Sie eine effiziente Entschlackung Ihre Lymphdrüsen.



Pflege für „Empfindliche Haut“

1. Benutzen Sie die o.g. Schritte, bei Allgemeine Hautpflege, jedoch nur mit Sonic-Funktionen (Ultraschall) ohne Ionisierung (Ion+/Ion-).
2. Je nach Wunsch können Sie die Photon-Funktionen hinzufügen (rotes, blaues oder grünes LED-Licht).
3. Nach der Behandlung eine Regenerierungs-Maske auftragen (z.Bsp. Vegas Cosmetics Aloe Vera Gesichtsmaske).
4. Danach können Sie Ihre normale Hautpflege anwenden.



Hinweis: Unabhängig von den Funktionen der COMBI-Taste können Sie zudem jede Funktionen einzeln wählen, oder mit anderen kombinieren.



Instructions for Use of the Device

- › Thank you very much for choosing our Skin Cell Tronic device.
- › Please read the instructions carefully, so you will be adequately informed before you start using this device. Please keep the instructions in a safe place for future reference.
- › This device was designed for the sole purpose of facilitating beauty treatments in the privacy of your own home. Use of this device to treat any medical condition or illness of any kind is not permitted and the manufacturer will not be liable for any consequences arising out of utilization methods other than explicitly suggested in the user manual.

Contents

| | |
|--|----|
| ◆ Important information regarding Skin Cell Tronic | 29 |
| ◆ Safety information | 30 |
| ◆ Functions information | 32 |
| ◆ Charging your device | 34 |
| ◆ Skin care instructions | 35 |
| ◆ General care instructions | 35 |
| ◆ Anti aging care concept | 36 |
| ◆ Even skin tone care concept | 38 |
| ◆ Acne and sensitive skin care concept | 38 |
| ◆ Warranty card | 40 |

Technical Data

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| ◆ Product name: | Skin Cell Tronic |
| ◆ Model: | SCT01 – Product code: 460 |
| ◆ Adaptor input power: | AC 100-240V |
| ◆ Adaptor output power: | 15V, 400 mA |
| ◆ Dimensions: | 170 x 46 x 50mm (6.7 x 1.8 x 2 in) |
| ◆ Weight: | 132g (4.7 oz) |
| ◆ Ultrasound frequency: | 3MHz±5% |

Important Information regarding Skin Cell Tronic

- ◆ This ultrasound skin care device delivers up to three (3) million vibrations per second. It combines a high level of modern technology and efficiency with utmost safety and peace of mind. As the reach of the ultrasound vibrations is limited to the upper layers of the skin, its use is most suited for the eye area. High ultrasound frequencies stimulate the skin cells in a comfortable manner and help activate the cell metabolism.

- ◆ The light treatment incorporates the use of different colored lights, each with specific functions in the treatment process:

The blue light acts in a calming manner and is recommended for problem skin (i.e. rashes, sensitive skin, oily skin with blemishes). It can help adjust oil production to a more normal level, effectively eliminating acne and blemishes, as well as tighten the skin in order to achieve a healthy and beautiful appearance.

The red light is suitable for all skin types. Skin cells are being stimulated by the warmth of the light treatment which results in improved blood circulation and increased production of collagen and protein. As your skin becomes more adaptable you will notice a tighter and more youthful appearance. The mildness of the red light wave length is especially appropriate for use on forehead and around the sensitive eye area. The green light is most suitable for combination skin and activates micro-circulation as well as increases oxygen intake with calming and relaxing effects.

- ◆ The different colored light waves accelerate moisture absorption from the skin care products used during and immediately after the treatment process.
- ◆ The overlapping effects of different colored lights (blue, red and green) combined with the 3M ultrasound waves and the ionic function make this skin care device truly remarkable.
- ◆ Our ultrasound device was carefully designed to adapt well to the facial contours. You will find it easy to use and operate.



Safety Information

- › This product is a device specifically designed to beautify healthy skin, and explicitly disallowed for any other use.
- › Carefully observe the manufacturer's instructions regarding frequency of use and functions. We strongly suggest limiting the very first treatment time exposure. This is especially important if your skin tends towards allergic reactions.
- › Immediately stop using this device if you experience any discomfort.

Under no circumstances should you use this device if

- › You are pregnant
- › You have suffered facial fractures and/or had facial reconstructive surgery or any kind of metal, silicone or plastic facial implants
- › You have sunburn or skin irritation due to excessive sun exposure
- › You experience skin irritation caused by cosmetics
- › You suffer from dermatitis
- › You experience itching and elevated skin temperature
- › Your skin is irritated due to a physical condition
- › You are suffering from enlarged arterioles (small blood vessels) in your face caused by long-term use of steroids, hormones or due to liver dysfunction
- › You have metal implants anywhere in your body
- › You suffer from heart disease (particularly patients with a pacemaker/defibrillator)
- › You suffer from any condition not specifically mentioned in this operation manual

Never use this device directly on your throat or on your eyes!

Safety Instructions

In the interest of your own personal safety, we urge you to read the following information carefully before using this cosmetic device. Our product is a well-designed precision instrument. In order to achieve perfect and satisfactory performance, please read and follow the instructions outlined below with care. This will not only ensure a safe and successful treatment process but also secure the full extent and validity of the product warranty.



An easy test for potential allergies

1. Cleanse your wrist thoroughly.
2. Apply cream (we recommend Hyaluronan Gel), leave on your wrist and do not rinse off for 48 hours. Stop test immediately should you experience any discomfort during this test period.
3. If you do not experience any negative reactions during the test period, you may proceed to use the device.
4. Stop using this product immediately and consult a physician if you experience any sign of discomfort or an allergic reaction.


Operations and Maintenance Precautions

1. Store product in a safe, dry place, do not use under water. Otherwise, the electronic components could become corroded or short circuit.
2. Never attempt to open or disassemble the product yourself. All product components must be maintained and/or repaired by a trained and qualified professional technician. Mishandling the device will result in the warranty being voided!
3. Do not use any adaptor other than the one included with this product in the original packaging. Using an incompatible adaptor may result in malfunction and will also void the warranty.
4. Keep this product away from children as they may accidentally swallow small parts.



WARNING!

Important Safety Notice




Disassembling the product yourself is not permitted



Keep this product away from children




Do not expose to extreme heat or fire



Store product in dry places and do not use under water



Do not drop or set down roughly



Always unplug device after use



Functions Information

- Ultrasound with up to three (3) million vibrations per second
- Ionic function (positive and negative)
- Contact surface made out of high-quality stainless steel



Red LED light: 12 LED
 Blue LED light: 12 LED
 Green LED light: 12 LED
 High energy, fully focused

Ionic electrode bar

Massage intensity indicator

Ionic+ or Ionic- working indicator

Ultrasound working indicator

Power/charging indicator

Pre-set treatment programmes

Ionic+ or Ionic- selection

Sonic (ultrasound) selection on/off

Photon selection (LED light)

Power on/off



- You need to touch the ionic electrode bar with your finger while using the ionic function in order to keep the power circuit closed. If you are using the device on somebody else, you have to stay in physical touch with that person.



Charging your device

- The "power on" light will blink as long as the device is charging. The light will go off as soon as the charging process is complete.
- As soon as the charge drops below 3V, all lights will blink 10 times and the device will shut off automatically.
- Your Skin Cell Tronic device comes with a rechargeable lithium battery. Please make sure that you fully recharge it every time it runs down (see above).
- You may use the device even while you are charging it. Before using it for the first time, the device should be fully charged.

Now you are ready to try out this device

- Place the device on a flat station and sprinkle a few drops of water on the contact surface
- Turn on the power, then press the **sonic (ultrasound)** button, select low or high level
- You know ultrasound waves are generated when the water drops start to vibrate




We recommend the use of our Vegas Cosmetics gel products for this treatment process in order to facilitate and maximize transmission of the ultrasound waves.

While using the ionic function, you will hear a short beep every 5 seconds. The beep will assist you in controlling the time line for the different treatment steps (for example one beep for each impurity, or 5 beeps for a dark pigment spot) and help remind you to move from point to point. You will also hear an alarm tone after 10 minutes usage time and the device will shut itself off automatically to end the treatment process. If you would like to do another treatment session, just press the on button again and choose the options you would like to use. Should you at any time during the treatment process want to stop, press the off button.

Treatment Instructions

Apply the Vegas Cosmetics gel product onto your face (spreading it evenly without massaging it into your skin) as well as onto the contact surface. Touch the device to your face gently but ensure tight contact. If the device does not glide smoothly over your skin you may want to add some more gel (generally you will use 4 to 5 grams/0.14 to 0.17oz per application). It is very important that you always apply sufficient quantities of gel to achieve smooth movements of the ultrasound device. According to your skin type you may want to add gel several times during the treatment process.




Move the device slowly within 5 seconds from your chin towards the ear. Always move upward and symmetrically on both sides of your face.

General Care Instructions

The ultrasound device may be used up to three times per week but never longer than 30 minutes per treatment.

First step: Deep skin cleansing process

1. Remove makeup and cleanse face thoroughly (we recommend Vegas Cosmetics Q10 Cleansing Milk or Foam Cleanser from our Vegas Products.).
2. Apply sufficient amounts of cleansing lotion or foam onto your face and the contact surface.
3. Press the **On/Off button** to turn the device on, select the CLEANSE function using the **COMBI** button.
4. Begin your facial massage according to the instructions in the nearby diagram regarding movements and treatment steps. Use accordingly on other treatment areas.
5. Rinse your face with water and apply a toner, i.e. Vegas Cosmetics toner. Clean device.



We recommend the following Vegas Cosmetics products: Aloe Vera foam and tonic, Q10 cleansing milk, Hyaluron Care foam and Sensitive Concept cleansing gel.



Second step: Care for your skin and sculpt your face at the same time

1. Apply sufficient amounts of Vegas Cosmetics Hyaluronan Gel onto face and contact surface.
2. Press the **On/Off button** to turn the device on, select the **Anti-Age** function using the **COMBI** button.
3. Massage your face as described on the next page according to the diagram and move the device slowly within 5 seconds from your chin towards the ear. Use accordingly on other treatment areas.
4. Apply a moisturizer after the treatment process is completed (we recommend Vegas Cosmetics Q10 Day Cream or Night Cream, Hyaluron Day and Night Cream).

We recommend the following Vegas Cosmetics products: Hyaluronan Gel during the treatment process; Q10 Day Cream, Q10 Night Cream, Aloe Vera Day Cream, Aloe Vera Night Cream, or Hyaluron Day and Night Cream after the treatment process is completed.

Third step: Photon Treatment – LED Light Skin Care

1. Turn power on, select **photon** function and color. Red: smoothes existing wrinkles away and stimulates your body's collagen and protein production. Blue: reduces blemishes on problem skin. Green: comfortable, relaxes facial muscles.
2. Select **photon** button. Massage your skin with ultrasound and light waves, keeping the device in close contact to your face. Move the device from point to point on the areas you wish to treat.

Each area should be treated between 10 to 30 minutes.

Hot Tip: You may want to combine the photon treatment with the treatment process indicated in the "Second Step" by adding the desired LED light function.

Anti Aging Care Concept

(Treating wrinkles around your eyes, mouth, nose and on your forehead)


First step:

Cleansing your skin (same as under General Care Instructions)


Second step:

1. Apply sufficient amounts of Vegas Cosmetics Hyaluronan Gel onto your face as well as the contact surface.
2. Press the **On/Off button** to turn the device on, select the **ANTI-AGE** function using the **COMBI** button adding Photon (red light).
3. Massage your face according to the diagram on the next page, moving the device slowly within 5 seconds from your chin towards the ear. Treat other areas accordingly.
4. After the treatment process is completed, apply a moisturizing cream (we recommend Vegas Cosmetics Hyaluron Day and Night Cream, Q10 Day Cream or Q10 Night Cream).


We recommend the following Vegas Cosmetics products: Vegas Cosmetics Hyaluronan Gel during the treatment process; Hyaluron Day and Night Cream or Q10 Day Cream or Q10 Night Cream for moisturizing follow-up care after the treatment process.




1. Always move upward and symmetrically




2. Use smooth, slow movements from chin towards your ear




3. From the corner of your mouth towards the ear



4. From your nose towards the end of your eyebrow



5. From under your nose to the bridge of your nose



6. From your nose towards your temple

Even skin tone Care Concept

(Eliminating dark pigment spots)

First step:

Cleansing your skin (same as under General Care Instructions)

Second step :

1. Apply Vegas Cosmetics Hyaluronan Gel onto face and contact surface. As noted previously, it is essential that you apply sufficient amounts of gel onto your skin as well as the device in order to ensure good contact as well as smooth movement.
2. Press the **On/Off button** to turn the device on, select the **Anti-Age** function using the **COMBI** button adding **Photon** (blue light).
3. Leave the device on each spot for approximately 20 to 30 seconds (wait for 5 or 6 beeps) and then move on to the next one. By keeping with this time line you will treat all spots in the appropriate manner.
4. Apply a moisturizer for post-treatment care (i.e. Vegas Cosmetics Hyaluron Day and Night Cream, Q10 Day Cream or Q10 Night Cream).

We recommend the following Vegas Cosmetics products: Vegas Cosmetics Hyaluronan Gel during the treatment; for moisturizing post-treatment care we recommend Hyaluron Day and Night Cream, Q10 Day Cream or Q10 Night Cream.

Acne Care Concept

(At night)

First step:

Cleansing your skin (same as under General Care Instructions)

Second step:

1. Apply sufficient amounts of Vegas Cosmetics Sensitive Concept Serum onto face and contact surface.
2. Press the **On/Off button** to turn the device on, select the Sensitive function using the **COMBI** button adding **Photon** (blue light).
3. Gently move device from blemish to blemish, treating each blemish for 5 seconds (until you hear the beep) and then moving on to the next one. Proceeding in this fashion will ensure all impurities will be treated along the correct time line and, in addition, the blue LED light will help relieve infections and skin irritation.
4. Apply moisturizing cream for post-treatment care (i.e. Vegas Cosmetics 24H Face Cream).



We recommend the following Vegas Cosmetics products: Vegas Cosmetics Hyaluron Day & Night Cream for the initial cleansing process; Sensitive Concept Serum during the treatment process; 24H Face Cream for post-treatment care.

Hot Tip: If you wish, you may extend the skin care treatment by exclusively selecting the **photon** function (LED light) by itself. After the above treatment process, you may continue with the treatment process without any of the other Skin Cell Tronic functions for another 10 to 20 minutes with the blue LED light only. This will help eliminate skin irritations and infections.

Third step: Lymphatic Detoxification

Press the **On/Off button** to turn the device on and select **SONIC (Ultrasound)**. Follow along the diagram and efficiently detoxify your lymph glands.



Sensitive Skin Care Concept

1. Proceed according to the instructions under General Care Instructions and select **sonic (ultrasound)** function only without addition of ionic+ or ionic-.
2. You may want to add the **photon** function, selecting the red, blue or green LED light according to your choice.
3. After the treatment is finished, apply a regeneration mask (we recommend Vegas Cosmetics Aloe Vera Moisturizing Mask).
4. You may now follow your regular beauty regimen.



Note: In addition to the functions COMBI it is possible to select each function individually or combine them individually.



- › Cet équipement a été développé exclusivement pour des soins de beauté et d'esthétique dans le confort de votre maison. Le Skin Cell Tronic n'est pas conçu pour des traitements médicaux ou de maladies. Les Cosmétiques Vegas ne pourront être responsables de dommages causés par un usage contraire aux fonctions décrites dans ce manuel.
- › Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le Skin Cell Tronic. Si vous avez des questions, veuillez les communiquer à votre conseiller Cosmétiques Vegas ou directement à nos services avant d'utiliser cet appareil. Conservez ce manuel dans un endroit sûr en cas de besoin.
- › Utilisez cet équipement uniquement en combinaison avec les produits de Cosmétique indiqués dans ce manuel.

Indice

| | |
|---|----|
| ◆ Informations importantes à propos de votre Skin Cell Tronic | 1 |
| ◆ Informations pour une utilisation sûre | 2 |
| ◆ Présentation des différentes fonctions | 4 |
| ◆ Le rechargement | 6 |
| ◆ Les indications de traitement de la peau et utilisation | 6 |
| ◆ Traitement général de la peau | 7 |
| ◆ Traitement anti-âge | 8 |
| ◆ Traitement des troubles de pigmentation | 10 |
| ◆ Traitement de la peau avec impuretés | 10 |
| ◆ Traitement des peaux sensibles | 11 |
| ◆ Garantie | 12 |

Fiche Technique

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| ◆ Dénomination de l'appareil: | Skin Cell Tronic |
| ◆ Modèle Ref: | SCT01 – Code: 460 |
| ◆ Tension Entrée: | AC 100-240V |
| ◆ Tension batterie: | 15V, 400 mA |
| ◆ Dimensions: | 170 x 46 x 50mm |
| ◆ Poids: | 132g |
| ◆ Fréquence des Ultras sons: | 3MHz ±5% |

Informations importantes à propos du Skin Cell Tronic

- ◆ **Ionisation:** dissocie "grâce au courant galvanique continu", les molécules des substances actives des produits de traitement en ions, envoyant ces précieuses substances actives dans les couches profondes de la peau. Réduit simultanément les imperfections du visage, les rides, cernes des yeux et produit un effet lifting immédiat.
- ◆ **Ultra son:** Ce dispositif de soin ultra-sons atteint une fréquence maximum de 3 millions d'impulsions par seconde. La plus récente technologie, combinée à un haut degré de sécurité. La profondeur des impulsions se limite aux couches superficielles de la peau, et donc adaptée au traitement des zones sensibles du visage telles que le contour des yeux. La haute fréquence de vibrations ultrasoniques massent votre peau en profondeur, en réordonnant les cellules, ce qui permet une meilleure absorption des ingrédients actifs du produit de traitement. En outre elle stimule la production de collagène et d'élastine. Les vagues légères d'ultra-sons produisent une exfoliation douce et non invasive de la peau, n'éliminant que les cellules mortes et les impuretés indésirables.
- ◆ **Photothérapie:** La lumière froide LED basse fréquence de différentes couleurs est la garantie d'un traitement individuel et unique pour votre peau.
- ◆ **Flash Bleu:** Particulièrement recommandé pour les peaux sensibles, grasses et pour les éruptions cutanées. Apaise et réduit l'inflammation de la peau (par exemple: tâche de sensibilité, l'excès de sébum et les impuretés). La production de sébum est équilibré et la peau est efficacement débarrassée des impuretés et des sécrétions sébacées excessives. La peau devient saine et gagne de l'élasticité avec le traitement.
- ◆ **Flash rouge:** Convient à tous les types de peau, stimule la production de collagène et d'élastine naturelle et améliore la circulation sanguine. La peau gagne en élasticité et en douceur. Les légères vagues de lumière rouge sont particulièrement adaptées aux zones autour des yeux et sur le front.
- ◆ **Flash Vert:** Particulièrement adapté aux peaux mixtes. En plus de l'amélioration de l'absorption de l'oxygène, produit un effet relaxant sur la micro-musculature du visage, ce qui provoque un plus grand relâchement de la peau.

Les différents types de lumières améliorent l'absorption des substances actives du produit de soin. Le Skin Cell Tronic a l'avantage de pouvoir effectuer un traitement avec plusieurs lumières en même temps que l'ionisation et les vibrations de l'ultra-son.

Le design du Skin Cell Tronic a été spécifiquement conçu pour répondre aux plus délicats contours du visage, assurant ainsi une manipulation facile et un résultat exceptionnel.



Informations pour une utilisation en toute sécurité

- › Le Skin Cell Tronic a pour seul but le traitement esthétique pour une peau saine et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- › Suivez les instructions décrites dans ce manuel.
- › Nous recommandons de réduire le temps des premiers traitements, surtout si vous êtes sujet à des réactions allergiques cutanées.
- › Le traitement doit être arrêté immédiatement en cas de réactions indésirables.

Le dispositif ne peut pas être utilisée dans les circonstances suivantes

- › Pendant la grossesse
- › Si vous avez une prothèse en métal ou silicone dans le visage
- › Si vous avez des plaies ou blessures sur le visage
- › Brûlures solaires
- › Infections de la peau ou dermatite
- › Irritation de la peau ou dermatites
- › Après l'ingestion de stéroïdes, d'hormones ou en cas de faiblesse de la fonction hépatique
- › Si vous avez des pièces métalliques dans le corps
- › Problèmes cardiaques (en particulier ceux avec Pace maker)

Le Skin Cell Tronic ne doit jamais être utilisé directement sur la gorge ou les yeux.

Remarque

Pour votre propre sécurité, lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le Skin Cell Tronic. Cet appareil est un instrument de précision. Pour utiliser le Skin Cell Tronic avec succès, il est important de comprendre et suivre les informations indiquées dans ce manuel. Toute mauvaise utilisation annule la garantie du fabricant.



Testez votre peau contre les allergies:


1. Testez sur le poignet, avec la peau bien propre.
2. Appliquez le produit de traitement (ex.: Hyaluron Gel) et observez les réactions de la peau. En cas de réaction désagréable lors de ce test, arrêtez immédiatement le traitement.
3. Si vous ne ressentez aucune réaction désagréable, vous pouvez utiliser l'appareil et le produit de traitement.
4. Si à tout moment vous ressentez un certain inconfort ou une réaction allergique, interrompez immédiatement le traitement.

Informations pour une utilisation appropriée du Skin Cell Tronic

1. Gardez l'appareil dans un endroit sec. Ne le plongez jamais dans l'eau. Les composants électroniques de l'équipement peuvent s'abîmer ou provoquer un court-circuit.
2. N'essayez jamais de démonter ou d'ouvrir l'appareil. L'appareil ne peut être réparé que par des techniciens autorisés.
3. Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. L'utilisation d'un transformateur ou d'un mauvais câble peut provoquer un mauvais fonctionnement et annuler la garantie.
4. Tenez l'appareil hors de portée des enfants, car il ya risque d'avaler des petites pièces.



Informations de sécurité importantes




Ne pas essayer de démonter l'appareil



Conserver hors de la portée des enfants




Conserver à l'écart des sources de chaleur



Conserver dans un endroit sec



Conserver dans un endroit sûr



Ne pas utiliser de connecteur, sauf celui fourni avec l'appareil



Présentation des différentes fonctions du Skin Cell Tronic

- Ultra-son avec 3 millions d'impulsions par seconde
- Ionisation (courant galvanique continu)
- Surface de contact (applicateur) en acier inoxydable de haute qualité



Lumière Rouge: 12 LED
Lumière Bleu: 12 LED
Lumière Verte: 12 LED
Forte énergie, très concentré!



Électrode galvanique de ionisation

Indicateur de puissance du massage

Indicateur de ionisation (ion+ ion-)

Indicateur ultra-sons

Voyant d'alimentation

Programmes de traitement prédéfinis

Bouton sélecteur d'ionisation

Marche / Arrêt ultra-sons

Marche / Arrêt Photon (photothérapie)

On / Off (Marche / Arrêt)




• Le contact de l'électrode est essentiel pour le bon fonctionnement de l'ionisation. Placez toujours votre doigt indicateur sur l'électrode du dispositif pour fermer le circuit du courant galvanique. Si vous utilisez le Skin Cell Tronic sur une autre personne, vous devez être en contact constant avec elle au long du traitement, pour assurer la fermeture du circuit.

Chargement

- Pendant la recharge de la batterie le voyant d'alimentation clignote et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.
- Quand la capacité de la batterie est sous les 3V, tous les voyants clignotent simultanément et l'appareil s'éteint automatiquement.
- Le Skin Cell Tronic est équipé d'une batterie rechargeable au ion-lithium. Cette batterie doit toujours être entièrement rechargée après son déchargement total (voir ci-dessus).
- Vous pouvez utiliser l'appareil pendant le processus de chargement. Charger complètement le Skin Cell Tronic avant la première utilisation.

Maintenant, vous pouvez tester le fonctionnement du Skin Cell Tronic

- Placez l'appareil sur une surface plane et humectez de quelques gouttes d'eau l'applicateur.
- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton **Marche / Arrêt** et appuyez sur le bouton **Sonic** pour activer l'ultra-son. Maintenant, choisissez l'intensité désirée (**low** - basse, **high** - haute).
- Si les gouttelettes d'eau vibrent, l'ultra-son fonctionne correctement.




Nous recommandons l'utilisation des produits cosmétiques de traitement Vegas Cosmetics, en particulier le Hyaluron Gel, pour assurer une transmission efficace et plus large des ondes ultrasonores.

Au cours de la ionisation (ION), l'appareil émet un signal sonore "bip" toutes les 5 secondes. Cette alerte sert à calculer les différents types de traitement (par exemple: 1 bip pour chaque zone d'acné ou 5 bips pour chaque tache de pigmentation) et de se rappeler de se déplacer d'un point à l'autre de la zone à soigner. Après 10 minutes d'utilisation, le Skin Cell Tronic émet une alerte sonore et s'éteint automatiquement, afin de finaliser cette étape de traitement. Vous pouvez alors rebrancher l'appareil et continuer avec la prochaine étape de traitement. Pour mettre fin à une étape de traitement ou interrompre l'utilisation de l'appareil plus tôt que les 10 minutes, appuyez simplement sur le bouton **Marche / Arrêt**.

Indications pour utilisation et soin de la peau

Appliquez une quantité généreuse de Gel de traitement Vegas Cosmetics, sur votre visage et étalez sans masser. Ensuite, placez un peu du produit directement sur l'applicateur du Skin Cell Tronic. Posez doucement l'applicateur sur votre visage et commencez le massage. Si l'appareil ne glisse pas facilement sur la peau, augmentez la quantité de produit sur l'applicateur (généralement entre 4g à 5g de produit par séance de traitement) pour obtenir la lubrification nécessaire, ce qui garantit un bon glissement du dispositif sur la peau. Pendant le traitement, vous devez toujours vous assurer de la présence suffisante de gel sur l'applicateur. Par conséquent ajoutez progressivement le gel nécessaire jusqu'à terminer la séance de traitement.




Faites glisser l'appareil lentement pendant 5 secondes, du menton vers le haut en direction à l'oreille. Faire des mouvements du bas vers le haut de façon uniforme sur les deux côtés du visage.

Traitement total de la peau

Le Skin Cell Tronic ne doit être utilisé que 3 fois par semaine, par séances ne dépassant jamais plus de 30 minutes.

Première étape: Nettoyage en profondeur de la peau

1. Enlevez le maquillage avec un démaquillant et nettoyez la peau, par Ex. Lait démaquillant ou mousse de la gamme Q10, l'Aloe Vera ou Mousse Nettoyante au Hyaluron.
2. Appliquez une quantité suffisante de lait ou de mousse de nettoyage sur le visage et sur le Skin Cell Tronic. (Nous recommandons l'utilisation des produits de la gamme Vegas).
3. Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour brancher l'appareil, sélectionnez la fonction **CLEANSE** à l'aide de la touche **COMBI**
4. Faites glisser le Skin Cell Tronic sur le visage, selon les indications des figures ci-contre, toujours du bas vers le haut. Faites de même sur d'autres zones du visage.
5. Nettoyez votre visage avec de l'eau et stimulez la peau avec le tonique facial de la gamme Vegas Cosmetics. Nettoyez l'applicateur du Skin Cell Tronic avec un chiffon humide ou si nécessaire, utilisez un produit désinfectant (spray ou de l'alcool).



Produits conseillés par Vegas Cosmetics (en accord avec la gamme de traitement): Mousse et Lotion Tonique à l'Aloe Vera, Lait Nettoyant Q10, Mousse Hyaluron Care et Gel Nettoyant Sensitive Concept.



Deuxième étape: Soignez votre peau et obtenez un teint rajeuni et aspect brillant

1. Appliquez une quantité suffisante de gel hyaluronique sur le visage et sur le Skin Cell Tronic.
2. Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour brancher l'appareil, sélectionnez la fonction **Anti-Âge**, à l'aide de la touche **COMBI**
3. Faites glisser le Skin Cell Tronic sur le visage, selon les indications des figures de la page 37. Déplacez l'applicateur lentement pendant 5 secondes entre la zone du menton et l'oreille. Répétez le même type de massage sur d'autres zones du visage.
4. Après le traitement appliquez un produit hydratant (p. ex: crème de jour ou de nuit Q10 ou Crème de jour et de nuit au Hyaluron).

Produits conseillés par Vegas Cosmetics, pour ce traitement: Hyaluron Gel pour ce traitement; Crème de jour ou nuit Q10, Crème de jour ou nuit Aloe Vera ou Crème de jour et de nuit au Hyaluron pour l'hydratation après le traitement.

Troisième étape: Photon thérapie (photothérapie) Séance de traitement avec lumière LED

1. Appuyez sur le bouton **Marche / Arrêt** pour brancher l'appareil, sélectionnez **Photon** (Lumière-LED) et le type de lumière désirée. **Rouge:** aide à la réduction des rides et stimule la production naturelle de collagène et d'élastine. **Bleu:** effet anti-inflammatoire pour les impuretés de la peau et traitement de l'acné. **Vert:** Pour un effet relaxant et de détente des micro-muscles du visage.
2. Après avoir sélectionné la lumière LED désirée, faites glisser l'applicateur sur la peau, de point en point, sur les zones que vous souhaitez traiter.

Chaque zone a besoin de 10 à 30 minutes de traitement.

Astuce: Vous pouvez également utiliser la fonction de **Photon** (photothérapie) en même temps que les fonctions décrites pour le traitement dans la deuxième étape. Pour ce faire, il suffit d'ajouter la fonction Photon aux fonctions énoncées ci-dessus.

Traitement Anti-Aging

(Pour réduire les rides dans les zones des yeux, de la bouche, du nez et du front)


Première étape:

Nettoyez la peau en profondeur (Procédez en accord avec la première étape du traitement total de la peau)


Deuxième étape:

1. Appliquez une quantité suffisante de gel hyaluronique sur le visage et l'applicateur du Skin Cell Tronic.
2. Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour brancher l'appareil, sélectionnez la fonction **Anti-Âge** à l'aide de la touche **COMBI**, en ajoutant **PHOTON** (lumière rouge)
3. Faites glisser le Skin Cell Tronic sur le visage, selon les indications des figures de la page 37. Déplacez l'applicateur lentement pendant 5 secondes entre la zone du menton et l'oreille. Gardez le même type le massage sur d'autres zones du visage.
4. Après le traitement appliquez un produit hydratant (p. ex: Crème de jour et de nuit au Hyaluron ou Crème de jour ou nuit Q10 de Vegas Cosmetics).


Produits recommandés par Vegas Cosmetics, pour ce traitement: Hyaluron Gel pour le traitement; Crème de jour et de nuit au Hyaluron, Crème de jour ou nuit Q10.




1. Faites glisser de la base vers le haut en lignes symétriques




2. Faites glisser du menton à l'oreille




3. Du coin de la bouche jusqu'à l'oreille



4. Du nez au sourcil



5. De dessous jusqu'au bout du nez



6. Du nez jusqu'au front



Traitement des troubles de pigmentation

(Tels que les taches de vieillesse et de pigmentation)

Première étape:

Nettoyez la peau en profondeur (Procédez en accord avec la première étape du traitement total de la peau)

Deuxième étape:

1. Appliquez une quantité suffisante de gel hyaluronique sur le visage et l'applicateur du Skin Cell Tronic.
2. Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour brancher l'appareil, sélectionnez la fonction **Anti-Âge** à l'aide de la touche **COMBI**, en ajoutant **PHOTON (lumière bleue)**
3. Faites glisser l'applicateur pendant 20 à 30 secondes (5-6 bips) de point en point (zones de traitement des taches). De cette façon, vous assurez le timing correct du traitement à chaque endroit.
4. Après le traitement appliquez un produit hydratant (p. ex: Crème de jour et de nuit au Hyaluron ou Crème de jour ou nuit Q10 de Vegas Cosmetics).

Produits recommandés par Vegas Cosmetics, pour ce traitement: Hyaluron Gel pour le traitement; Crème de jour et de nuit au Hyaluron, Crème de jour ou nuit Q10.

Traitement de la peau avec des impuretés (acné) ou grasses

(Soir)

Première étape:

Nettoyez la peau en profondeur (Procédez en accord avec la première étape du traitement total de la peau)

Deuxième étape:

1. Appliquez une quantité suffisante de Serum Sensitive Concept sur le visage et l'applicateur du Skin Cell Tronic.
2. Appuyez sur la touche **ON/OFF** pour brancher l'appareil, sélectionnez la fonction **SENSITIVE** à l'aide de la touche **COMBI**, en ajoutant **PHOTON (lumière bleue)**
3. Faites glisser l'applicateur pendant 5 secondes (1 bip) d'un point à l'autre des zones à traiter (éruptions).
De cette façon, vous garantissez le timing correct pour le traitement de chaque zone d'impuretés, tout en réduisant l'inflammation et l'irritation de la peau avec la lumière bleue.
4. Après le traitement appliquez un produit hydratant (p. ex.: Crème pour le visage 24 heures Sensitive Concept).




Produits recommandés par Vegas Cosmetics, pour ce traitement: Gel nettoyant Sensitive Concept pour un nettoyage en profondeur; Serum Sensitive Concept pour les impuretés de la peau et crème de jour ou nuit avec Crème pour le visage 24 heures Sensitive Concept pour l'hydratation.

Astuce: Vous pouvez prolonger le traitement **Photon** (Lumière-LED), en n'utilisant que cette fonction sans les traitements supplémentaires du Skin Cell Tronic. De cette façon, vous pourrez continuer à soigner votre peau pendant 10 à 20 minutes, avec la lumière bleue LED, après avoir terminé le traitement décrit ci-dessus. Cela réduit considérablement l'irritation et l'inflammation de la peau.

Troisième étape: Drainage lymphatique (désintoxication)

Appuyez sur la touche **ON/Off** pour brancher l'appareil et sélectionnez **SONIC** (ultrason). Suivez les mouvements de massage comme indiqué sur l'image. Cela garantit un drainage efficace (désintoxication) des ganglions lymphatiques.



Traitement de la peau sensible et "hyper-sensible"

1. Suivez les étapes indiquées dans les traitements ci-dessus, en utilisant uniquement la fonction **SONIC (ultra-son)** Sonic sans ionisation (**ION+/ION-**).
2. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter la fonction **Photon** (Lumière-LED rouge, bleue ou verte).
3. Après le traitement, appliquez un masque régénérateur (p. ex.: masque hydratant Aloe Vera).
4. Ensuite, vous pouvez appliquer vos produits habituels.



Observation:

En plus de la fonction **COMBI**, il est possible de sélectionner chaque fonction individuellement ou de les combiner individuellement.



- › Wij danken u voor de aankoop van het Skin Cell Tronic apparaat. Met de aankoop van het Skin Cell Tronic apparaat wensen wij u prachtige schoonheidsmomenten toe en een optimaal schoonheidsgevoel.
- › Dit apparaat is exclusief ontwikkeld voor esthetische en schoonheidsbehandelingen die uitgevoerd kunnen worden in de comfortabele omgeving van uw eigen huis. De Skin Cell Tronic behandelingen zijn niet bedoeld als medische ingrepen. Vegas Cosmetics is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van de functies beschreven in deze handleiding.
- › Wij vragen u met nadruk om deze handleiding goed door te lezen voordat u gebruik maakt van de Skin Cell Tronic. Mochten er voordat u het apparaat gebruikt twijfels opkomen, dan vragen wij u contact op te nemen met uw adviseur van Vegas Cosmetics of richt u zich naar onze klantenservice. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek zodat u hem, wanneer nodig, altijd kan terug vinden.
- › Gebruik het apparaat alleen in combinatie met cosmetische producten beschreven in deze handleiding.

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| ◆ Belangrijke informatie over uw Skin Cell Tronic | 1 |
| ◆ Informatie voor een veilig gebruik | 2 |
| ◆ Presentatie van de verschillende functies | 4 |
| ◆ Opladen | 6 |
| ◆ Beschrijvingen voor huidbehandelingen en gebruiken | 6 |
| ◆ Algemene behandeling van de huid | 7 |
| ◆ Anti-verouderingsbehandeling | 8 |
| ◆ Behandeling van pigmentatie stoornissen | 10 |
| ◆ Behandeling voor de huid met onzuiverheden | 10 |
| ◆ Behandeling voor de gevoelige huid | 11 |
| ◆ Garantie certificaat | 12 |

Technische gegevens

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| ◆ Naam van het apparaat: | Skin Cell Tronic |
| ◆ Model Ref: | SCT01 – Code: 460 |
| ◆ Ingangsstroom: | AC 100-240V |
| ◆ Accu stroom: | 15V, 400 mA |
| ◆ Afmeting: | 170 x 46 x 50mm |
| ◆ Gewicht: | 132g |
| ◆ Frequentie van het ultrageluid: | 3MHz ±5% |

Belangrijke informatie over uw Skin Cell Tronic

- ◆ **Ionisatie:** Scheidt, door de continue galvanische stroom, de moleculen van de actieve substanties van het behandelend product in ionen, vervolgens worden deze waardevolle actieve substanties naar de diepste lagen van de huid getransporteerd. Gelijktijdig vermindert het onzuiverheden in het gezicht, rimpels, wallen en donkere kringen en zorgt het voor een onmiddellijk liftend effect.
- ◆ **Ultrageluid:** Het apparaat dat voor het ultrageluid zorgt bereikt een frequentie tot 3 miljoen impulsen per seconde. De meest recente technologie gecombineerd met een hoge mate van veiligheid. De diepte van de impulsen is beperkt tot de oppervlakkige huidlagen, en daardoor geschikt voor de meest gevoelige plekken in het gezicht, zoals het gebied rondom de ogen. De hoge frequentie van de ultrasone trillingen masseren de huid in de diepte en reorganiseren de cellen zodat meer actieve bestanddelen van het behandelend product worden geabsorbeerd. Bovendien stimuleert het de aanmaak van collageen en eslastine. De zachte golven van het ultrageluid produceren een milde exfoliatie en een niet-invasieve huid, alleen de dode huidcellen en onzuiverheden worden verwijderd.
- ◆ **Fototherapie:** Het koude LED licht met een lage frequentie van verschillende kleuren, garandeert een individuele exclusieve behandeling voor uw huid.
- ◆ **Blauw licht:** Speciaal aangeraden voor de gevoelige huid, vette huid, en huiduitslag. Het kalmeert en vermindert de ontsteking in de huid (zoals bv. gevoelige plekken, het te veel aan olie en onzuiverheden). De productie van olie komt in balans en de huid wordt effectief vrij gemaakt van onzuiverheden en overtollige talgafscheiding. De huid ziet er weer gezond uit en door de behandeling wordt de elasticiteit bevorderd.
- ◆ **Rood licht:** Geschikt voor alle huidtypes, stimuleert de aanmaak van collageen en natuurlijke elastine, bovendien stimuleert het de bloedsomloop. De huid wordt aanzienlijk elastischer en zachter. De milde golven van het rode licht zijn speciaal geschikt voor het gebied rondom de ogen en het voorhoofd.
- ◆ **Groen licht:** Speciaal geschikt voor de gemengde huid. Naast het verbeteren van de opname van zuurstof, vindt er een ontspannende micro training plaats in de gezichtspieren, hierdoor ontstaat er meer rust in het gezicht.

De verschillende soorten lichten zorgen voor een grotere opname van de actieve bestanddelen in het huidverzorgingsproduct. De Skin Cell Tronic onderscheidt zich duidelijk doordat er gelijktijdig gebruik gemaakt kan worden van meerdere lichten, in combinatie met ionisatie en ultrageluid trillingen.

Het ontwerp van de Skin Cell Tronic is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van de meest moeilijke contouren van het gezicht, hierbij is speciale aandacht uitgegaan naar de eenvoudige bediening in combinatie met een uitzonderlijk resultaat.



Informatie voor een veilig gebruik

- › De Skin Cell Tronic is exclusief bestemd voor schoonheidsbehandelingen te behoeve van een gezonde huid, en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
- › Wij vragen u met nadruk om de instructies te volgen die beschreven staan in deze handleiding.
- › Bij het eerste gebruik raden wij u aan om de behandelingstijd te verminderen, vooral als u last heeft van allergische reacties op de huid.
- › De behandeling moet onmiddellijk gestopt worden als er een allergische reactie optreedt.

Het apparaat mag niet gebruikt worden in de volgende omstandigheden

- › Tijdens de zwangerschap
- › Als u een siliconen of metalen prothese in het gezicht heeft
- › Als u wonden heeft in het gezicht
- › Bij verbranding door de zon
- › Bij huidinfecties en dermatitis
- › Bij een geïrriteerde huid met jeuk en verhoogde temperatuur
- › Na inname van steroïden, hormonen of bij een verminderde leverfunctie
- › Bij metalen deeltjes in het lichaam
- › Bij hartproblemen (in het bijzonder bij personen met een pacemaker)

De Skin Cell Tronic mag nooit direct gebruikt worden bij de keel of in de ogen.

Opmerking

Voor uw eigen veiligheid raden wij u aan om voor het gebruik van de Skin Cell Tronic de instructies aandachtig te lezen. Dit apparaat is een instrument voor precies gebruik. Om de Skin Cell Tonic met succes te gebruiken, is het belangrijk om de gedetailleerde informatie in deze gebruiksaanwijzing te begrijpen en te volgen. Bij onjuist gebruik vervalt de garantie.



Test uw huid op allergieën:

1. Testen op de pols, met een goed schoongemaakte huid.
2. Breng het behandelend product (bv. Hyaluron Gel) aan op de pols en let op reacties van de huid. Als u een onaangename reactie krijgt tijdens deze test, stop dan onmiddellijk de behandeling.
3. Als er geen onaangename reactie plaats vindt kan u het apparaat en het product gebruiken.
4. Als u op enig moment tijdens het gebruik een onaangenaam gevoel ervaart of er een allergische reactie op treedt, stop dan onmiddellijk de behandeling.


Informatie voor een correct gebruik van de Skin Cell Tronic

1. Bewaar het apparaat op een droge plaats. Laat het apparaat nooit in contact komen met water. De elektronische componenten kunnen het apparaat corroderen of er kan kortsluiting ontstaan.
2. Probeer het apparaat nooit te openen of uit elkaar te halen. Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door een erkend vakman.
3. Gebruik alleen de kabel en de adapter die bij het apparaat worden geleverd. Het gebruiken van een ongeschikte kabel of adapter kan leiden tot een storing en hierdoor vervalt de garantie.
4. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen omdat er gevaar bestaat van het inslikken van kleine onderdelen.



ATTENTIE

Belangrijke informatie voor de veiligheid




Probeer het apparaat niet te demonteren



Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen




Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen



Bewaar het apparaat op een droge plaats



Bewaar het apparaat op een veilige plaats



Gebruik alleen aansluitingen die bij het apparaat geleverd worden



Presentatie van de verschillende functies bij de Skin Cell Tronic

- Ultrageluid met 3 miljoen impulsen per seconde
- Ionisatie (continue galvanische stroom)
- Contactondergrond (applicator) is gemaakt van hoge kwaliteit roestvrij staal



LED Licht Rood: 12 LED
 LED Licht Blauw: 12 LED
 LED Licht Groen: 12 LED
 Sterke energie, hoog geconcentreerd!

Galvanische elektrode van de ionisatie



- Indicatie voor de intensiteit van de massage
- Indicatie van de ionisatie (Ion+ of Ion-)
- Indicatie van het ultrageluid
- Indicatie van de voeding
- Vooraf bepaalde behandelprogramma's
- Selectieknop van de ionisatie
- Aan/Uit ultrageluid
- Aan/Uit foton (Fotherapie)
- On/Off (Aan/Uit)



• Het contact van de elektrode is essentieel voor het goed functioneren van de ionisatie. Plaats altijd de indicator in de elektrode van het apparaat om de galvanische stroomkring af te sluiten. Als u de Skin Cell Tronic gebruikt bij een andere persoon dan uzelf moet u constant in contact blijven met de persoon tijdens de behandeling, dit is om te garanderen dat de stroomkring gesloten blijft.



Opladen

- Tijdens het opladen van de batterij knippert de indicator en gaat hij automatisch uit zodra de batterij geheel is opgeladen.
- Als de capaciteit van de batterij onder de 3V komt, gaan alle indicators gelijktijdig knipperen en het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.
- De Skin Cell Tronic is uitgerust met een oplaadbare batterij van lithium-ion. Deze batterij moet na geheel te zijn leeg gelopen, volledig worden opgeladen (kijk hierboven).
- Tijdens het opladen kunt u het apparaat gewoon gebruiken. Let op dat u de Skin Cell Tronic volledig oplaadt vóór het eerste gebruik.

Nu kunt u de werking van de Skin Cell Tronic uitproberen

- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond en strooi een aantal druppels water over de applicator.
- Zet het apparaat aan door op de knop Aan/Uit te drukken en druk vervolgens op de knop Sonic om het ultrageluid te activeren. Kies nu de gewenste intensiteit (low – laag; high –hoog).
- Als de waterdruppels trillen, werkt het ultrageluid op de juiste manier.




Om een betere en grotere overdracht van de ultrageluid golven te garanderen, raden wij u aan om de Skin Cell Tronic vooral te gebruiken in combinatie met de Hyaluron Gel.

Tijdens de ionisatie functie (ION) klinkt er elke vijf seconden een waarschuwingssignaal "beep". Dit waarschuwingssignaal geeft de stadia van de verschillende behandelingen aan (bv. 1.: raak elke acne-zone aan, of 5 raak de pigmentatie plekken aan) dit helpt u tevens herinneren om tijdens de behandeling van een bepaalde zone, steeds van punt naar punt te gaan. Na 10 minuten gebruik klinkt er een waarschuwingssignaal waardoor de Skin Cell Tronic automatisch wordt uitgeschakeld, dit is om de respectievelijke behandelingsfase te beëindigen. Vervolgens kunt u het apparaat weer aandoen voor de volgende fase van de behandeling. Om een bepaalde fase van een behandeling of het gebruik van het apparaat voor 10 minuten te beëindigen, hoeft u alleen maar op de knop Aan/Uit te drukken.

Indicaties voor het gebruik en de behandeling van de huid

Breng een ruime hoeveelheid gel van Vegas Cosmetics op uw gezicht en verspreid deze zonder te masseren. Vervolgens plaatst u een deel van het product op de applicator van de Skin Cell Tronic. Plaats de applicator voorzichtig in uw gezicht en start de massage. Indien het apparaat niet makkelijk glijdt op het gezicht, plaats dan een grotere hoeveelheid gel op de applicator (normaal gesproken tussen de 4g à 5g voor elke behandelingsessie) totdat er een goede smering ontstaat die een goed glijden op de huid garandeert. Tijdens de behandeling moet u steeds zorgen voor genoeg gel op de applicator. Blijf daarom steeds genoeg gel toevoegen tot het einde van de behandeling.




Schuif het apparaat over vijf seconden langzaam vanaf de kin naar boven, richting het oor. Maak gelijktijdig gebruik van op en neer gaande bewegingen aan beide kanten van het gezicht.

Algemene behandeling van de huid

De Skin Cell Tronic mag tot 3 keer per week gebruikt worden, en nooit langer dan 30 minuten per sessie.

Eerste stap: Diepe reiniging van de huid

1. Verwijder make-up met make-up remover en maak de huid goed schoon, bv. met melk of schuim reinigers van ons assortiment.
2. Breng een voldoende hoeveelheid melk of reinigingschuim aan op het gezicht en op de applicator van de Skin Cell Tronic. (Wij raden u aan om het reinigingsproduct te gebruiken van ons assortiment).
3. Klik op On/Off om het apparaat aan te zetten en kies de CLEANSE functie met de COMBI toets.
4. Schuif de Skin Cell Tronic over uw gezicht zoals beschreven op het figuur hiernaast, beweeg het apparaat altijd op en neer. Wanneer u het apparaat verandert van richting, gebruikt u hem op dezelfde manier als hierboven beschreven.
5. Maak het gezicht schoon met water en vervolgens met gezichtstonic van Vegas Cosmetics. Maak de applicator van de Skin Cell Tronic schoon met een vochtige doek of indien nodig een desinfecterend product (spray of alcohol).



Aangeraden producten door Vegas Cosmetics (volgens het assortiment van de behandeling): Aloë Vera schuim en tonic, Q10 reinigingsmelk, Hyaluron Care schuim en Sensitive Concept reinigingsgel.



Tweede stap: Zorg goed voor uw huid en u krijgt een stralende en jeugdige teint

1. Breng voldoende Hyaluron Gel aan op het gezicht en op de applicator van de Skin Cell Tronic.
2. Druk op **On/Off** om het apparaat aan te zetten en kies de **Anti-Age** functie met de **COMBI** toets.
3. Schuif de Skin Cell Tronic over uw gezicht, zoals beschreven volgens de figuren op pagina 51. Beweeg de applicator langzaam in stappen van 5 seconden in de zone vanaf de kin tot het oor. Volg hetzelfde patroon voor de massage voor de rest van de gezichtszone.
4. Breng na de behandeling een vochtinbrengend product aan (bv.: Q10 dag of nachtcrème of Hyaluron Dag- en Natcreme).

Aangeraden producten van Vegas Cosmetics voor deze behandeling: Hyaluron Gel voor de behandeling; Q10 dag of nachtcrème; dag of nachtcrème van Aloë Vera of Hyaluron Dag- en Natcreme voor hydratatie na de behandeling.

Derde stap: Behandeling met Photon (Fotherapie) Behandelingssessie met LED-Licht

1. Druk op de knop **On/Off** om het apparaat in te schakelen, selecteer **Photon (LED-Licht)** en het gewenste type licht. **Rood:** Ondersteunt de vermindering van rimpels en stimuleert de productie van natuurlijk collageen en elastine. **Blauw:** Ontstekingsremmend, een effectieve behandeling voor de huid met onzuiverheden en acne. **Groen:** Voor een ontspannend effect en versoepeling van de microspieren in het gezicht.
2. Na het kiezen van het gewenste LED-Licht, schuift u de applicator dicht bij de huid van punt naar punt in de zone die u wilt behandelen.

Elke zone heeft 10 tot 30 minuten behandeling nodig.

Tip: U kunt de **Photon** functie (fotherapie) gelijktijdig gebruiken met de beschreven functies voor de behandeling bij stap twee. Voeg eenvoudig de **Photon** functie toe met de hierboven gegeven beschrijving.

Anti-verouderingsbehandeling

(Voor het verminderen van rimpels rondom de ogen, mond, neus en op het voorhoofd)

Eerste stap:


Diepe reiniging van de huid (Uitvoeren volgens de indicaties bij stap één voor de algemene behandeling van de huid)

Tweede stap:


1. Breng voldoende Hyaluron gel aan op het gezicht en op de applicator van de Skin Cell Tronic.
2. Druk op **On/Off** om het apparaat aan te zetten, kies de **ANTI-AGE** functie met de **COMBI** toets en voeg Photon (rood licht) toe.
3. Schuif de Skin Cell Tronic op het gezicht volgens de indicaties beschreven op pagina 51. Beweeg de applicator langzaam in stapjes van 5 seconden in de zone van de kin tot het oor. Volg hetzelfde patroon in de overige zones van het gezicht.
4. Breng na de behandeling een vochtinbrengend product aan op de huid (bv. Hyaluron Dag- en Natcreme of Q10 dag of Natcreme van Vegas Cosmetics).

Aangeraden producten door Vegas Cosmetics voor deze behandeling: Hyaluron Gel voor de behandeling; Hyaluron Dag- en Natcreme, Q10 dag of Natcreme.


Let op: De **ionisatie** functies (**ION**) en **SONIC (Ultrageluid)** worden alleen actief na het selecteren van de gewenste intensiteit.




1. Schuif op en neer in symmetrische lijnen




2. Schuif langzaam van kin tot oor




3. Vanaf de mondhoek tot de voorkant van het oor



4. Van de neus tot de wenkbrauw



5. Vanaf de onderzijde van de neus tot aan de punt van de neus



6. Van de neus tot de zijkant van het voorhoofd (tempel)

Behandeling van pigmentatie aandoeningen

(Zoals ouderdomsvlekken en pigmentatie)

Eerste stap:

Diepe reiniging van de huid (Uitgevoerd volgens de richtlijnen van de eerste stap van de algemene huidbehandeling)

Tweede stap:

1. Breng voldoende Hyaluron Gel aan op het gezicht en op de applicator van de Skin Cell Tronic.
2. Druk op **On/Off** om het apparaat aan te zetten, kies de **ANTI-AGE** functie met de **COMBI** toets en voeg **Photon** (Blauw licht toe).
3. Schuif de applicator 20 tot 30 seconden (5 tot 6 aanrakingen) van punt tot punt in de behandelende zones (vlekken). Op deze manier vindt er een juist timing plaats en wordt elke vlek effectief behandeld.
4. Breng na de behandeling een vochtinbrengend product aan (bv.: Hyaluron Dag- og Nagtcreme of Q10 dag of Natcreme van Vegas Cosmetics).

Aangeraden producten door Vegas Cosmetics voor deze behandeling: Hyaluron Gel voor de behandeling; Hyaluron Dag- og Nagtcreme, Q10 dag of nachtcrème.

Behandeling voor de huid met onzuiverheden (Acne) en de vette huid

(s avonds)

Eerste stap:

Diepe reiniging van de huid (Uitgevoerd volgens de richtlijnen van stap één bij de algemene behandeling voor de huid)

Tweede stap:

1. Breng voldoende Serum til Uren Hud aan op het gezicht en op de applicator van de Skin Cell Tronic.
2. Druk op **On/Off** om het apparaat aan te zetten, kies de **SENSITIVE** functie met de **COMBI** toets en voeg **Photon** (Blauw licht toe).
3. Schuif de applicator tijdens 5 seconden (1 aanraking) van punt tot punt in de behandelende zones (uitslag). Dit zorgt voor een juiste timing van de behandeling in elke onzuivere zone, gelijktijdig worden ontstekingen en huidirritaties verminderd door het blauwe licht.
4. Breng na de behandeling een vochtinbrengend product aan (b.v.: 24 Timers Ansigtscreme).



Aangeraden producten door Vegas Cosmetics voor deze behandeling:

Rensemælk Sensitive Concept voor een diepe reiniging; Serum til Uren Hud voor de behandeling; en 24 Timers Ansigtscreme voor hydratatie na de behandeling.

Tip: U kunt de **Photon (LED-Licht)** behandeling verlengen, door alleen deze functie te gebruiken zonder toegevoegde behandelingen van de Skin Cell Tronic. Op deze manier kunt u de huid met blauw **LED-licht** 10 of 20 minuten langer behandelen, nadat u de behandeling hierboven beschreven heeft beëindigd. Deze extra zorg vermindert de ontstekingen en irritaties van de huid.

Het apparaat voor een schoonheidsbehandeling met ultrageluid, ionisatie en fototherapie



Derde stap: Lymfedrainage (detoxificatie)

Druk op On/Off om het apparaat aan te zetten en kies **SONIC** (Ultrasoon). Volg de bewegingen van de massage zoals aangegeven op de figuren hiernaast. Deze manier zorgt voor een effectieve ontgiftende werking (detoxificatie) van de lymfeklieren.



Behandeling van de gevoelige en "overgevoelige" huid

1. Volg de stappen beschreven in behandeling hierboven, gebruik alleen de **Sonic (Ultrageluid)** functie zonder ionisatie (Ion+/Ion-).
2. Zoals gewenst kan de **Photon** functie (LED-Licht rood, blauw of groen) toegevoegd worden.
3. Breng na de behandeling een regeneratie masker toe (bv.: Aloë Vera hydratatie masker).
4. Breng vervolgens het huidverzorgingsproduct aan dat u normaal gesproken gebruikt.



Druk op On/Off om het apparaat aan te zetten, kies de **Sensitive** functie met de **COMBI** toets en voeg **Photon** (blauw licht) toe.

Vejledning til brugere

- › Tak, fordi du har valgt et af vores produkter.
- › Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, så du lærer apparatet at kende, inden du bruger det. Du bør gemme brugsanvisningen et sikkert sted, hvis du skulle få brug for den på et senere tidspunkt.
- › Dette apparat er kun udviklet med henblik på at du kan gennemføre kosmetiske behandlinger hjemme hos dig selv. Det bør aldrig bruges til at behandle eventuelle helbredsproblemer eller sygdomme. Producenten overtager ikke garanti ved brug, der ikke udtrykkeligt er beskrevet i denne vejledning.

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| ◆ Vigtige oplysninger om Skin Cell Tronic | 1 |
| ◆ Oplysninger om sikker håndtering | 2 |
| ◆ Introduktion af de enkelte funktioner | 4 |
| ◆ Opladefunktion | 6 |
| ◆ Oplysninger om hudpleje og brug | 7 |
| ◆ Generel hudpleje | 7 |
| ◆ Pleje for at forhindre for tidlig aldring | 8 |
| ◆ Pleje af pigmentfejl | 10 |
| ◆ Uren og følsom hud | 10 |
| ◆ Garantikort | 12 |

Tekniske data

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| ◆ Produktets navn: | Skin Cell Tronic |
| ◆ Model-navn: | SCT01 – artikelnr.: 460 |
| ◆ Stik energieffekt ind: | AC 100-240 V |
| ◆ Stik energieffekt ud: | 15 V, 400 mA |
| ◆ Dimensioner: | 170 x 46 x 50 mm |
| ◆ Vægt: | 132 g |
| ◆ Ultralydsfrekvens: | 3 MHz + 5 % |

Vigtige oplysninger om Skin Cell Tronic

- ◆ Denne ultralydsscanner opnår en impulsfrekvens på op til tre (3) millioner svingninger pr. sekund. Den er ikke kun på højeste tekniske niveau, men også meget sikker i brug. Impulserne påvirker kun de øverste hudlag og er derfor primært egnet til behandling af huden omkring øjnene. Det høje antal ultralydssvingninger stimulerer hudcellerne på en behagelig måde og kan således øge deres stofskifte.
- ◆ Lysbehandlingen består af lys i forskellige farver. Hver enkelt lysfarve har sin særlige plejefunktion:
Det blå lys beroliger huden og anbefales særligt ved problemhud (for eksempel udslæt, følsom hud eller olieholdig hud med urenheder). Olieudskillelsen reduceres, og det fjerner urenheder fra ansigtshuden. Du får en sund og flot teint, og behandlingen strammer samtidig din hud.
- ◆ Det røde lys er velegnet til alle hudtyper. Hudcellerne stimuleres, og varmen forbedrer blodcirkulationen. Produktionen af collagen og protein øges, og derfor virker ansigtshuden mere elastisk og opstrammet. Det røde lys med sin blide bølgelængde er særligt velegnet til huden omkring øjnene og i panden.
- ◆ Det grønne lys anbefales til blandet hud. Mikrocirkulationen og optagelsen af ilt forbedres synligt, huden og hele kroppen har lettere ved at slappe af.
- ◆ De forskelligfarvede lyselementer øger evnen til at optage den fugtighed, der er i plejeprodukterne.
Et særligt kendetegn ved hudplejeapparatet er, at den overlappende funktion fra de tre farver rød, grøn og blå kombineres med ioniseringen og 3M-ultralydsbølgerne.
- ◆ Ultralydsscanneren er designet på en sådan måde, at den tilpasser sig ansigtets konturer og derfor er let at arbejde med.

Oplysninger om sikker håndtering

- › Dette apparat må udelukkende bruges til skønhedspleje af sund hud og må ikke anvendes til andre formål.
- › Følg venligst producentens instruktioner om brug af frekvenser og funktioner. Vi anbefaler på det kraftigste at reduceres behandlingstiden ved første brug. Dette gælder også, hvis din hud har tendens til at reagere allergisk.
- › Behandlingen bør straks stoppes, hvis der er uønskede reaktioner.

Apparatet må under ingen omstændigheder bruges, hvis

- › du er gravid
- › du har brækket en ansigtsknogle, hvis du er blevet opereret i ansigtet eller hvis du har metal-, silikone- eller plastikindlæg i ansigtet.
- › din ansigtshud er varm og/eller betændt af intens sol eller UV-bestråling
- › du lider under hudbetændelser, der er forårsaget af kosmetik
- › du lider af dermatitis
- › du lider af kløe, og din hudtemperatur samtidig er øget
- › din hud af organiske årsager er irriteret
- › dine årer i ansigtet er udvidet på grund af længere tids indtag af kortison eller hormoner eller på grund af begrænset leverfunktion
- › du har andre metaldele i kroppen
- › du har hjerteproblemer (især patienter med pacemaker!)
- › der er andre grunde, der ikke udtrykkeligt er nævnt i anvisningerne

Bemærk

Læs for din egen sikkerheds skyld omhyggeligt følgende anvisninger, inden du bruger dit nye kosmetiske apparat. Vores produkt er et præcisionsinstrument. For at du kan få det fulde udbytte af dette apparat, læs venligst følgende oplysninger, og følg vores brugsanvisning. Kun hvis alle punkter overholdes, dækker producentens garanti.



Test din hud for allergiske reaktioner.

Sådan kan du meget let teste, om din hud eventuelt kan reagere allergisk.


1. Vask hænderne grundigt.
2. Påfør plejcreme (f.eks. Hyaluron), og observer hudens reaktion. Hvis du i testfasen kan mærke eventuelle ubehagelige reaktioner, stop straks behandlingen.
3. Efter dette tjek – uden negativ reaktion – kan du trygt bruge apparatet.
4. Hvis du under brug af apparatet mærker ubehagelige eller allergiske reaktioner, stop venligst straks behandlingen.

Oplysninger om korrekt håndtering og betjening af Skin Cell Tronics

1. Opbevar apparatet på et tørt sted. Nedsænk det aldrig i vand. Apparats elektroniske dele kan ruste eller kortslutte.
2. Forsøg aldrig selv af åbne apparatet. Apparatet må kun vedligeholdes og repareres af en uddannet tekniker. Ved ukyndig behandling af apparatet bortfalder garantikravet!
3. Brug venligst udelukkende de medfølgende netstik. Andre netstik, der ikke passer til apparatet, kan fremkalde driftsforstyrrelser, og det medfører ligeledes, at garantien bortfalder.
4. Opbevares utilgængeligt for børn, fordi børn ved en fejl kan indtage små dele.



Vigtig sikkerhedsanvisninger




Det er ikke tilladt at skille apparatet ad



Opbevares utilgængeligt for børn




Hold på sikker afstand af ild



Opbevares tørt, nedsænk aldrig i vand



Tab ikke apparatet, og læg det ikke voldsomt



Træk straks stikket efter endt brug

Introduktion af de enkelte funktioner

- Ultralyd med op til 3 millioner svingninger pr. sekund
- Ionisering (positiv og negativ)
- Kontaktoverflade af rustfrit stål i høj kvalitet



Rødt LED-lys: 12 LED
 Blåt LED-lys: 12 LED
 Grønt LED-lys: 12 LED
 Kraftig energi, samlet i et enkelt apparat

Ioniseringselektrode (striben)

Visning massageintensitet

Visning ionisering (+) / ionisering (-)

Visning Sonic i drift (ultralyd)

Visning drift | opladning

Forud definerede behandlingsprogrammer

Kontakt Ion (ionisering + / ionisering -)

Kontakt Sonic (ultralyd)

Kontakt Photon (LED-lys)

Tænd/sluk



- Berør ioniseringselektroden (striben) med pegelfingeren for at slutte strømkredsen mens ioniseringsfunktionen er tændt. Hvis du bruger apparat på en anden person, skal du sikre, at du har kropskontakt med personen, så den galvaniske strømkreds altid er sluttet.



Opladningsfunktion

- Mens apparatet oplader, blinker "drift | opladning"-visningen. Den slukker, så snart apparatet er helt opladet.
- Når batterikapaciteten er under 3 V, blinker alle visninger samtidig ti gange, og apparatet slukker automatisk.
- Skin Cell Tronic har et opladeligt lithium-ion batteri. Vær venligst opmærksom på at oplade det helt efter at det har været helt fladt (se ovenfor).
- Du kan bruge apparatet, mens det oplader. Oplad venligst apparatet helt, inden du bruger det første gang.

Nu kan du teste apparatets funktioner

- Sæt apparatet på en jævn overflade, og spray nogle dråber på ultralydshovedet.
- Tænd apparat på tænd-/slukkkontakten, og tryk så Sonic-kontakten og vælg høj eller lav.
- Når vanddråberne begynder at vibrere, ved du, at der dannes ultralydsbølger.




Vi anbefaler at bruge vores Vegas Cosmetics gelplejeprodukter, fordi de letter overførslen af ultralydsbølger.

Mens ioniseringsfunktionen er tændt, lyder der hver 5. sekund en kort tone. Den skal gøre det lettere at kontrollere tidsintervallerne for den pågældende plejebehandling (f.eks. en lyd for hvert urent sted, eller 5 lyde for hver pigmentplet) og for at huske dig på at bevæge apparatet fra sted til sted. Efter 10 minutter lyder en alarm, og apparatet slukker automatisk og afslutter den pågældende plejebehandlingsfase. Derefter kan du tage det i drift igen for at starte plejebehandlingsfasen. Tryk på tænd-/slukkkontakten, og vælg den ønskede funktion. Hvis du vil afslutte behandlingen inden der er gået 10 minutter, tryk igen på tænd-/slukkkontakten.

Oplysninger om hudpleje og brug

Påfør Vegas Cosmetics gelproduktet i ansigtet, og fordel det uden at massere det ind i huden. Påfør en portion gel direkte på apparatets applikationshoved. Læg apparatet blidt mod ansigtshuden, og start massagen. Hvis apparatet ikke glider let hen over huden, påfør lidt mere gel på applikatoren (som regel er der brug for i alt 4-5 g pr. behandling), indtil apparatet glider, som det skal. Der bør altid være nok gel på applikatoren, mens behandlingen gennemføres. Påfør derfor under massagen gerne efter behov mere plejegel, indtil plejebehandlingen er afsluttet.



Forbrug ca. 4-5 g pr. behandling




Før langsomt inden for 5 sekunder apparatet fra hagen op imod øret. Udfør bevægelser nedenfra og op og i jævne bevægelser på begge ansigtssider.

Generel hudpleje

Apparatet bør kun bruges op til tre gange om ugen og aldrig længere end 30 minutter pr. behandling.

Trin 1: Rens huden grundigt

1. Fjern makeup, og rens huden grundigt, f.eks. ved Vegas Cosmetics Q10 renssemælk eller Hyaluron Care renseskum.
2. Påfør derefter en tilstrækkelig mængde renssemælk eller skum på ansigt og applikatorhoved.
3. Tænd Skin Cell Tronic med tænd/sluk-knappen, og vælg derefter rensefunktionen med **COMBI**-tasten.
4. Begynd massagen med de i illustrationen viste bevægelser og plejetrin. Gør det samme på de andre steder i ansigtet.
5. Rens ansigtet med vand, og påfør f.eks. Vegas Cosmetics ansigtvand. Rens apparatet.



Anbefalede Vegas Cosmetics-produkter: Aloe Vera renseskum og ansigtvand, Q10 renssemælk, Hyaluron Care renseskum, Sensitive Concept rensesegel og forfriskende Gel Tonic.

Trin 2: Plej din hud, og giv dit ansigt en frisk teint

1. Påfør en tilstrækkelig stor mængde Vegas Cosmetics Hyaluron Gel på hud og applikatorhoved.
2. Tænd Skin Cell Tronic med tænd/sluk-knappen, og vælg derefter funktionen **ANTI-AGE** ved at trykke 2 gange på **COMBI**-tasten.
3. Udfør massagebevægelserne i henhold til de på side 65 viste illustrationer, og bevæg apparatet langsomt inden for 5 sekunder fra hagen til ørerne. Følg det samme mønster på de andre steder i ansigtet. Påfør en fugtighedsgivende creme efter behandlingen (f.eks. Vegas Cosmetics Q10 dag- eller natcreme, Hyaluron dag- og natcreme).

Anbefalede Vegas Cosmetics-produkter: Hyaluron Gel til plejebehandling, Q10 dag- eller natcreme, Aloe Vera dage- og natcreme, Hyaluron dag- og natcreme til den fugtighedsgivende efterbehandling.

Trin 3: Pleje med foton LED-lys plejebehandlinger

1. Tænd apparatet, og vælg den ønskede fotonfarve (LED-farve)
 - . Rød: Udglatter eksisterende rynker, og øger kroppens egen collagen- og proteinproduktion. Blå: Virker antibakteriel mod uren hud. Grøn: har en dejlig afslappende effekt på ansigtsmuskulaturen.
2. Efter at du har valgt det ønskede fotonlys, bevæg apparat i umiddelbar nærhed af huden, fra sted til sted hen over de steder, som du ønsker at behandle.

Hvert område skal behandles i mellem 10 og 30 minutter.

Tip: Du kan også kombinere fotonplejebehandlingen med den i trin 2 beskrevet behandling ved at vælge den ønskede fotonfunktion sammen med de ovennævnte funktioner.

Pleje for at forhindre for tidlig aldring

(Reducerer rynker i områderne omkring øjne, mund, næse og pande)

Trin 1:


Rens huden grundigt (se trin 1 under "Generel hudpleje")

Trin 2:


1. Påfør en tilstrækkelig stor mængde Vegas Cosmetics Hyaluron Gel på hud og applikatorhoved.
2. Tænd Skin Cell Tronic med tænd/sluk-knappen, og vælg derefter funktionen **ANTI-AGE** ved at trykke 2 gange på **COMBI**-tasten. Ved at trykke 2 gange på **PHOTON**-tasten tilføjer du rødt lys.
3. Udfør massagebevægelserne i henhold til de på side 65 viste illustrationer, og bevæg apparatet langsomt inden for 5 sekunder fra hagen til ørerne. Følg det samme mønster på de andre steder i ansigtet.
4. Påfør en fugtighedsgivende creme efter behandlingen (f.eks. Vegas Cosmetics Hyaluron dag- og natcreme, Q10 dag- eller natcreme).

Anbefalede Vegas Cosmetics-produkter: Vegas Cosmetics Hyaluron Gel til plejebehandling; Hyaluron dag- og natcreme eller Q10 dag- eller natcreme til fugtighedsgivende efterbehandling.


Bemærkning: Funktionerne **Ion** (ionisering + / ionisering -) og **Sonic** (ultralyd) aktiveres først efter **valg af intensiteten**.




1. Nedenfra og op med symmetriske bevægelser




2. Før langsomt applikatorhovedet fra hagen til øret




3. Fra mundvigen til kort før øret



4. Fra næsen til slutningen af øjenbrynene



5. Fra under næsen op til næseryggen



6. Fra næsen til tindingen

Pleje af pigmentfejl

(F.eks. alders- eller pigmentpletter)

Trin 1:

Rens huden grundigt (se trin 1 under "Generel hudpleje")

Trin 2:

1. Påfør en tilstrækkelig stor mængde Vegas Cosmetics Hyaluron gel på hud og applikatorhoved.
2. Tænd Skin Cell Tronic med tænd/sluk-knappen, og vælg derefter funktionen **ANTI-AGE** ved at trykke 2 gange på **COMBI**-tasten. Ved at trykke 2 gange på **PHOTON**-tasten tilføjer du blåt lys.
3. Før applikatorhovedet i 20 til 30 sekunder (5-6 advarsler) fra sted til sted på det område, der skal behandles, eller til de enkelte pigmentpletter. Sådan behandles efterhånden alle pigmentpletter med den korrekte varighed.
4. Påfør en fugtighedsgivende creme efter behandlingen (f.eks. Vegas Cosmetics Hyaluron dag- og natcreme, Q10 dag- eller natcreme).

Anbefalede Vegas Cosmetics-produkter: Vegas Cosmetics Hyaluron Gel til plejebehandling; Hyaluron dag- og natcreme eller Q10 dag- eller natcreme til fugtighedsgivende efterbehandling.

Pleje af uren og fedtet hud

(Om aftenen)

Trin 1:

Rens huden grundigt (se trin 1 under "Generel hudpleje")

Trin 2:

1. Påfør en tilstrækkelig mængde Vegas Cosmetics Sensitive Concept serum på ansigtet og applikatorhovedet.
2. Tænd Skin Cell Tronic med tænd/sluk-knappen, og vælg derefter funktionen SENSITIVE ved at trykke 3 gange på **COMBI**-tasten. Ved at trykke 2 gange på **PHOTON**-tasten tilføjer du blåt lys.
3. Før applikatorhovedet i 5 sekunder (1 advarsel) fra sted til sted på det område, der skal behandles. Sådan behandles efterhånden alle urene områder med den korrekte varighed, og det blå LED-lys mildner betændelser og hudirritationer.
4. Påfør efter behandlingen en fugtighedsgivende creme (f.eks. Vegas Cosmetics 24 timer)



Anbefalede Vegas Cosmetics-produkter: Vegas Cosmetics rensigel og Gel Tonic Sensitive Concept til grundig rensning, Sensitive Concept serum til plejebehandling; 24 timers ansigtscreme Sensitive Concept til fugtighedsgivende efterbehandling.

Tip: Du kan forlænge **fotonbehandlingen** (LED-lys) ved at bruge den uden ekstrafunktionen Skin Cell Tronic. Således kan du efter den ovennævnte behandling fortsætte behandlingen af huden i yderligere 10-20 minutter kun med blåt LED-lys. Det mildner desuden hudirritationer og betændelser.

Trin 3: Afgiftning af lymfesystemet

Indstil Skin Cell Tronic til funktionen SONIC (ultralyd), og vælg den ønskede intensitet. Udfør massagebevægelserne i henhold til illustrationen. Det afgifter lymfekirtlerne på en effektiv måde.



Pleje til følsom hud

1. Følg anvisninger under punktet "Generel hudpleje", dog kun med Sonic-funktionen (ultralyd) uden Ion-funktionen (ionisering + / ionisering -).
2. Efter behov kan du tilføje Photon-funktionen (rødt, blåt eller grønt LED-lys).
3. Påfør efter behandlingen en regenereringsmaske (f.eks. Vegas Cosmetics Aloe Vera ansigtsmaske).
4. Derefter kan du bruge dit almindelige hudplejemiddel.



Bemærk: Uafhængigt af **COMBI**-tastens funktioner kan du desuden vælge hver funktion enkeltvis eller kombinere dem med andre funktioner.



- › Kosmetisches Photon Ultraschall Gerät
- › Equipamento para tratamento de beleza com ultrassons, ionização e fototerapia
- › Photon ultrasonic anti aging device

